

Die Füllung macht den Unterschied

09.02.2017, 08:14 | Gesundheit & Medizin

Pressemitteilung von: *Theraline*

Mix aus Mikroperlen und Viskoschaum beim Kopfkissen sorgt für optimales Schlafgefühl

Buchholz im Februar 2017. Die Wahl des richtigen Kopfkissens wirkt sich erheblich auf eine erholsame Nachtruhe aus. Neben Form und Größe kommt es dabei besonders auf die Füllung an, denn viele Materialien lösen Allergien aus oder stützen die Kopf- und Halspartie nicht ausreichend. Andere sind schlichtweg zu hart und passen sich nicht an die Körperkonturen an. Meist sind Kopfkissen mit Materialien wie Daunen, Federn, Watte, Polyesterfasern oder -bällchen oder Schaumstoff gefüllt. Das neue PEARLfusion-Kopfkissen von Theraline verbindet sandfeine Mikroperlen mit einem speziellen Viskoschaum. Millionen kleinster Perlen sorgen für eine exakte Anpassung an Kopf und Nacken und reagieren sofort auf eine Veränderung der Schlafposition, zum Beispiel beim Wechsel von der Seiten- in die Rückenlage. Dank der oberen Schicht aus punktelastischem Viskoschaum liegt der Kopf nicht direkt auf den Perlen, sondern angenehm weich und mit der nötigen Stabilität, da der Druck ideal auf die Perlen verteilt wird.

Daunen und Federn nicht für Allergiker geeignet

Daunen als Füllung gelten als flauschig, warm und anschmiegsam und haben im Gegensatz zu Federn keinen harten Kiel. Reine Daunenkissen verfügen allerdings auch nicht über eine ausreichende Stützfunktion, da sie sehr weich sind. Enthält das Kissen einen gewissen Anteil Federn, erhöht sich die Stabilität. Allerdings wird die Füllung vom Körpergewicht in der Regel schnell platt gedrückt und muss immer wieder aufgeschüttelt werden. Durch die hohe Wärmespeicherung sollten Menschen, die nachts stark schwitzen, eher auf andere Füllungen zurückgreifen. Daunenkissen bieten zudem gute Bedingungen für Hausstaubmilben und sollten daher von Allergikern gemieden werden.

Kunstfasern – nur bedingt stützend und waschbar

Watte und herkömmliche Polyesterfasern eignen sich in erster Linie für Sofakissen oder zu Deko-Zwecken, weniger zum Schlafen, da sie in der Maschinenwäsche verklumpen. Polyesterkugeln, -bällchen oder -stäbchen behalten zwar ihre bauschige Form auch nach mehreren Waschgängen, sind allergikergerecht, aber passen sich nicht exakt an die individuelle Körperform und wechselnde Schlafpositionen an. Im Gegensatz dazu gelten Schaumstofffüllungen als stützend und behalten lange ihr Volumen. Viskoelastische Schaumstofffüllungen verfügen über eine hohe Anpassungsfähigkeit. Dafür lässt sich dieses Material leider nicht in der Maschine, sondern nur per Hand waschen.

Dank des Material-Mixes, der aus feinsten, frei fließenden Mikroperlen aus Polystyrol sowie einem besonders punktelastischen Viskoschaum besteht, sorgt das PEARLfusion für ein weiches Schlafgefühl und stützt Kopf, Nacken und Schultern in jeder Schlafposition optimal. Anders als Kopfkissen aus Daunen, Daunen-Feder-Mix, Polyester oder Polyurethan-Schaum ist es deshalb nie zu fest oder zu weich. Das Spezialkissen ist in drei verschiedenen Höhen erhältlich, trägt das TÜV-Rheinland-Siegel „Schadstoff geprüft“ und ist für Allergiker geeignet. Der hochwertige abnehmbare Außenbezug besteht aus 100 % Bio-Baumwolle in Jersey-Qualität und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Bezug und Inlett lassen sich bei 60 Grad in der Maschine waschen und dürfen auch in den Trockner.

Weitere Informationen unter www.theraline.de/schlafkissen

PEARLfusion

UVP: 79,90 Euro

Außenmaß: ca. 50 cm x 32 cm

Erhältlich in folgenden Größen und Farben:

Standard: Höhe 12 cm – Weiß, Türkis/Elfenbein, Mittelblau/Grau, Fuchsia/Cappuccino

Klein: Höhe 10 cm – Weiß

Groß: Höhe 14 cm – Weiß

Portrait

1993 wurde Theraline von Dipl. Ing. Oliver Saul mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige Gesundheitsartikel zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Nach wie vor inhabergeführt, ist Theraline heute europäischer Marktführer im Bereich Stillkissen. Unterschiedliche Stillkissenausführungen, verschiedene Füllstoffe sowie eine große Auswahl an Bezügen sorgen für eine individuelle Anpassung der Kissen an den persönlichen Bedarf. Neben dem Seitenschläferkissen my7 und dem Kopfkissen PEARLfusion gehören Produkte des Therapiebedarfs sowie spezielle Babykopfkissen, Nackenkissen, Frühchenkissen, Kirschkerne Kissen oder auch Schwangerschafts- & Stillgürtel zum Sortiment von Theraline. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf die Schadstofffreiheit sämtlicher Produkte. Als erster Stillkissenanbieter hat Theraline schon 1994 begonnen, die Polystyrolkugeln für die Füllung einer aufwändigen Behandlung zu unterziehen, um die Ausdünstungen restlos zu vermeiden. Alle Stillkissen tragen das TOXPROOF®-Zeichen des TÜV Rheinland, welches in Zusammenarbeit mit Theraline entwickelt wurde. Das Original Theraline Stillkissen wurde bereits 2003 als erstes Stillkissen mit Polystyrol-Perlenfüllung vom Magazin „Öko-Test“ mit „sehr gut“ ausgezeichnet und konnte dieses Ergebnis im Oktober 2016 (das Original Theraline Stillkissen in der Ausführung „fuchsia/cappuccino“) erneut bestätigen.

News-ID: 937947 • Views: 501 (Stand: 25.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/937947/Die-Fuellung-macht-den-Unterschied.html>